

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 818
Weight / Gewicht [g/m²]	180
Thickness / Dicke [mm]	0,44 – 0,47
Migration distance / Saughöhe [mm/10 min]	120 - 135
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Strongly absorbent, e.g. for collection of blood drops (Guthrie test) /
Anwendungen und Eigenschaften	Sehr saugfähig, z.B. zur Aufnahme von Blutropfen (Guthrie-Test)