

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 85/220 BF
Weight / Gewicht [g/m²]	220
Thickness / Dicke [mm]	1,0
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	15
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,4
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter without binder /
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter, binderfrei

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**