

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 85/70 BF
Weight / Gewicht [g/m²]	70
Thickness / Dicke [mm]	0,35
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	15
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,6
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter without binder, free of cellulose /
Anwendungen und Eigenschaften	Glassfaserfilter, binderfrei, cellulosefrei
Migration distance / Saughöhe [mm/10 min]	150 +/- 15

These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.