

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 85/90
Weight / Gewicht [g/m²]	90
Thickness / Dicke [mm]	0,5
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	15
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,5
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter with organic binder /
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter mit organischem Binder

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**

