

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 85/90 BF
Weight / Gewicht [g/m²]	90
Thickness / Dicke [mm]	0,4
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	15
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,5
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter without binder, suitable for determination of suspended solids according to DIN EN 872:2005/
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter, binderfrei, geeignet für die Bestimmung von suspendierten Feststoffen nach DIN EN 872:2005

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**