

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 86/70 BF
Weight / Gewicht [g/m²]	70
Thickness / Dicke [mm]	0,33-0,45
Air permeability (Gurley sec) / Luftdurchlässigkeit	10-15
Migration distance / Saughöhe	150±15
Applications and properties /	Glass fiber filter without organic binder, REF 40086/70/001 (60x90 mm) is according to DIN EN 646:2019-02 and DIN EN 648:2019-02 /
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter ohne organischem Binder, REF 40086/70/001 (60x90 mm) übereinstimmend mit DIN EN 646:2019-02 und DIN EN 648:2019-02

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**