


**Filter Papers – Filtrierpapiere**

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 866</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	650
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	1,7
<b>Migration distance / Saughöhe [mm/10 min]</b>	110
 <b>Content of cotton/ Baumwollanteil [%]</b>	40
<b>Content of Linters / Zellstoffanteil</b>	60
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Applications and properties /</b>	Soft, very thick, e.g. for electroplating baths /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Weich, sehr dick, z.B. für galvanische Bäder

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**