


## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 875</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	120
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,26
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	25
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Applications and properties /</b>	Medium-fast filtration, e.g. for fruit juices, wines and spirits /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Mittelschnell filtrierend, z.B. zur Filtration von Fruchtsäften, Weinen und Spirituosen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.**  
**Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**



**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany

**Germany and international:**  
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90  
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99  
 e-mail: sales-de@mn-net.com

**Switzerland:**  
**MACHEREY-NAGEL AG**  
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00  
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05  
 e-mail: sales-ch@mn-net.com

**France:**  
**MACHEREY-NAGEL EURL**  
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68  
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88  
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

**USA:**  
**MACHEREY-NAGEL Inc.**  
 Tel.: +1 484 821 09 84  
 Fax: +1 484 821 12 72  
 e-mail: sales-us@mn-net.com