

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 918
Weight / Gewicht [g/m²]	120
Thickness / Dicke [mm]	0,34
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	9
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Medium-fast filtration, e.g. for fruit juices, wines and spirits /
Anwendungen und Eigenschaften	Mittelschnell filtrierend, z.B. zur Filtration von Fruchtsäften, Weinen und Spirituosen

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.