

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 960
Weight / Gewicht [g/m²]	180
Thickness / Dicke [mm]	0,45
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	14
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Fast filtration, e.g. for filtration of wines, fruit juices, etc. /
Anwendungen und Eigenschaften	Schnell filtrierend, z.B. Filtration von Weinen, Fruchtsäften, etc.

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**