

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN GF-2</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	140
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,65
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	30
<b>Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]</b>	0,5
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Applications and properties /</b>	Glass fibre filter without binder /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Glasfaserfilter, binderfrei

These data are typical values and must not be regarded as specification.  
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.