

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN GF-4
Weight / Gewicht [g/m²]	120
Thickness / Dicke [mm]	0,6
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	5
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	1,4
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter without binder, used e.g. as effective pre-filter for membranes /
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter, binderfrei, z.B. als Vorfilter für Membranen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**