

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN GF-5
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,4
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	80
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,4
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter without binder, e.g. for finely precipitated proteins or clarification of nucleic acids /
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter, binderfrei, z.B. für fein gefällte Proteine oder zur Klärung von Nucleinsäuren

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**