

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN GF-6
Weight / Gewicht [g/m²]	70
Thickness / Dicke [mm]	0,35
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	12
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	0,6
Mirgration distance / Saughöhe [mm/10 min]	140
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Glass fibre filter without binder /
Anwendungen und Eigenschaften	Glasfaserfilter, binderfrei

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**