

MACHEREY-NAGEL

# Applications Cliniques

Biologie Moléculaire



Extraction fiable d'ARN et d'ADN de haute qualité

- Solutions sur mesure pour différents types d'échantillons cliniques
- Excellente qualité d'ADN et d'ARN pour les applications ultérieures

Remise de  
**35%**

**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)




# Applications Cliniques

## Extraction d'acides nucléiques issus d'échantillons cliniques

Afin de répondre aux exigences des applications cliniques, MACHEREY-NAGEL vous offre une multiplicité de kits d'extraction adaptés aux types d'échantillons.

- NucleoSpin® Blood/Plasma – Membrane de silice  
Compatible avec les échantillons frais ou congelés et anticoagulants usuels
- NucleoSpin® total DNA/RNA FFPE – Membrane de silice  
Technologie brevetée pour une extraction sans odeurs et sans xylène de tissus inclus en paraffine
- NucleoSpin® DNA/RNA Stool – Membrane de silice  
Broyage efficace des échantillons grâce aux billes NucleoSpin® Bead Tubes de Type A contenus dans le kit (céramique)
- NucleoMag® Pathogen – Billes magnétiques  
Kit universel pour l'extraction d'ARN et d'ADN viral



## Nos nouveautés

Technologie	Kit	REF	Preps	Prix tarif (€)	Prix promotionnel (€)
PCR Directe <b>NOUVEAU !</b>	NucleoType Blood PCR	743201.100	100	<del>104,00</del>	67,60
	NucleoType Blood PCR	743201.500	500	<del>397,00</del>	258,05
	NucleoType Mouse PCR	743200.100	100	<del>76,30</del>	49,60
	NucleoType Mouse PCR	743200.500	500	<del>305,00</del>	198,25
Billes Magnétiques <b>NOUVEAU !</b>	NucleoMag® Pathogen	744210.1	1 x 96	<del>360,00</del>	234,00
	NucleoMag® Pathogen	744210.4	4 x 96	<del>1245,00</del>	809,25
	NucleoMag® DNA Plasma	744550.1	1 x 96	<del>313,00</del>	203,45
	NucleoMag® DNA Plasma	744550.4	4 x 96	<del>1125,00</del>	731,25
Membrane de Silice <b>NOUVEAU !</b>	NucleoSpin® DNA Stool	740472.50	50	<del>280,00</del>	182,00
	NucleoSpin® DNA Stool	740472.250	250	<del>1245,00</del>	809,25
	NucleoSpin® RNA Stool	740130.50	50	<del>410,00</del>	266,50

## Nos classiques

Technologie	Kit	REF	Preps	Prix tarif (€)	Prix promotionnel (€)
Membrane de Silice	NucleoSpin® Virus	740983.50	50	<del>230,00</del>	149,50
	NucleoSpin® Virus	740983.250	250	<del>1030,00</del>	669,50
	NucleoSpin® Tissue	740952.250	250	<del>745,00</del>	484,25
	NucleoSpin® Blood	740951.50	50	<del>140,00</del>	91,00
	NucleoSpin® Blood	740951.250	250	<del>625,00</del>	406,25
	NucleoSpin® Blood L	740954.20	20	<del>133,00</del>	86,45
	NucleoSpin® Blood XL	740950.50	50	<del>575,00</del>	373,75
	NucleoSpin® Blood QuickPure	740569.50	50	<del>140,00</del>	91,00
	NucleoSpin® Blood QuickPure	740569.250	250	<del>625,00</del>	406,25
	NucleoSpin® RNA Blood	740200.50	50	<del>288,00</del>	187,20
	NucleoSpin® RNA Blood Midi	740210.20	20	<del>240,00</del>	156,00
	NucleoSpin® Plasma XS	740900.50	50	<del>158,00</del>	102,70
	NucleoSpin® Plasma XS	740900.250	250	<del>710,00</del>	461,50
	NucleoSnap® DNA Plasma	740300.10	10	<del>173,00</del>	112,45
	NucleoSnap® DNA Plasma	740300.50	50	<del>750,00</del>	487,50
	NucleoSpin® miRNA Plasma	740981.50	50	<del>306,00</del>	198,90
	NucleoSpin® miRNA Plasma	740981.250	250	<del>1330,00</del>	864,50
	NucleoSpin® miRNA	740971.50	50	<del>352,00</del>	228,80
	NucleoSpin® miRNA	740971.250	250	<del>1545,00</del>	1004,25
	NucleoSpin® total DNA FFPE XS	740980.50	50	<del>222,00</del>	144,30
NucleoSpin® total RNA FFPE XS	740969.50	50	<del>328,00</del>	213,20	
NucleoSpin® total RNA FFPE	740982.50	50	<del>301,00</del>	195,65	

Code promo : CLINIQUE

Afin de bénéficier de ces tarifs, veuillez indiquer sur votre bon de commande le code promo «CLINIQUE» et l'adresser à : commande-fr@mn-net.com avant le 30.03.2019

Remise de  
**35%**

www.mn-net.com

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL SARL à associé unique · 1, rue Gutenberg · 67722 Hoerd · France

FR :  
Tél. : +33 388 68 22 68  
Fax : +33 388 51 76 88  
E-mail : sales-fr@mn-net.com

DE / International :  
Tél. : +49 24 21 969-0  
Fax : +49 24 21 969-199  
E-mail : info@mn-net.com

CH :  
Tél. : +41 62 388 55 00  
Fax : +41 62 388 55 05  
E-mail : sales-ch@mn-net.com

US :  
Tél. : +1 484 821 0984  
Fax : +1 484 821 1272  
E-mail : sales-us@mn-net.com

