

Cartina al rosso congo

it

La cartina al rosso congo è un tipo di cartina semplice e completamente impregnata che non consente la determinazione esatta del pH ma la sua regolazione per speciali procedure chimiche.

Consigli di sicurezza:

La cartina al rosso congo contiene rosso congo 0,1–3% CAS 573-58-0. PERICOLO Può provocare il cancro. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Conservare sotto chiave. Per informazioni dettagliate, richiedi una scheda di dati di sicurezza (o la scarichi da www.mn-net.com/MSDS).

Range di misura:

pH da 5,0 a 3,0

Variazione di colore:

da rosso a blu

Smaltimento:

Osservare le disposizioni locali/regionali/nazionali relative alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti di laboratorio (codice CER 16 05 06). Conservare in recipienti chiusi ermeticamente.

Il contenuto/i recipienti devono essere inviati a smaltimento regolare.

Magazzinaggio e conservabilità:

Proteggere la cartina di prova dal sole e dall'umido. Conservare la confezione in un luogo fresco e secco (temperatura a magazzino non al di sopra di +30 °C).