


## Freiwillige Rücknahme von *NANOCOLOR*<sup>®</sup> Reagenzien in Südtirol

Sehr geehrter Kunde,

bei der Rücknahme und Entsorgung Ihrer verbrauchten Reagenzien handelt es sich um eine freiwillige Service-Leistung von MACHEREY-NAGEL. Diese entspricht im vollen Umfang den Italienischen Gesetzen und Vorschriften.

Dazu gehört auch die „Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ (ADR) Kapitel 3.4 und 3.5. Das Bruttogewicht darf 30 kg nicht überschreiten.

Sie erhalten von MACHEREY-NAGEL:

- ✓ eine Verpackungsvorschrift;
- ✓ mit der Lieferung einen Entsorgungskarton, der für den Gefahrguttransport geprüft und zugelassen ist;
- ✓ ein Formular „Abholauftrag“;
- ✓ einen Adressaufkleber;
- ✓ einen Aufkleber „Begrenzte Mengen“ 

Zusätzlich sind vollständig auszufüllen:

- ✓ ein SCHEDA di DESCRIZIONE e CARATTERIZZAZIONE di BASE die RIFIUTI
- ✓ ein FORMULARIO RIFIUTI

Was darf mit den Kartons entsorgt werden?

- ✓ Die Gefahrgutkartons sind nur zugelassen für die Entsorgung von MACHEREY-NAGEL Rundküvettentesten.

Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn wir die Annahme von losen Rundküvetten im Karton, Küvettenboxen mit gemischtem Inhalt, nicht gekennzeichneten Flaschen, Chemikalien von Wettbewerbern und fremden Produkten verweigern müssen.

Wie erfolgt die Entsorgung?

1. Vorbereitung der Kartons zur Entsorgung durch Verkleben des Bodens mit glasfaserverstärktem Klebeband mit min. 75 mm Breite (siehe Verpackungsvorschrift), sofern diese Kartons nicht als Lieferkarton eingesetzt waren.
2. PE-Schaum-Boxen mit den *NANOCOLOR*<sup>®</sup> Rundküvetten bitte passend in die Entsorgungskartons stapeln.  
Beachten Sie bitte, dass die Standardkartons zur Aufnahme von bis zu 40 Boxen entwickelt wurden und nur in dieser Form für den Gefahrguttransport zugelassen sind. Bei anderen Größen ist immer die Kartongröße zu benutzen, die ein vollständiges Füllen des Kartons gewährleistet.  
Wir empfehlen Ihnen, standardmäßig Kartons mit einem großen Fassungsvermögen von 20 oder 40 Boxen zu verwenden, damit das Bruttogewicht von 30 kg nicht überschritten wird.
3. Diese Kartons werden unter den vereinfachten Transportvorschriften des Gefahrgutrechts für „Begrenzte Mengen“ (Limited Quantities) transportiert.  
Der Versand der Reagenzien als „Begrenzte Menge“ bietet folgende Vorteile:
  - Es ist kein Beförderungspapier nach Gefahrgutrecht notwendig.
  - Die Abholung erfolgt durch unseren beauftragten Entsorgungspartner Biochem Italia Srl.
4. Verschließen der Kartons mit Doppel-T Klebung gemäß Verpackungsvorschrift. An jedem Karton ist der Aufkleber „Begrenzte Mengen“ und der Adressaufkleber anzubringen.
5. Für jede Abholung ist das Formular „SCHEDA di DESCRIZIONE e CARATTERIZZAZIONE di BASE die RIFIUTI“ auszufüllen (einzutragen sind Name, Anschrift, Abholort sowie die von uns vorgegebene Abfallbeschreibung) und zu unterschreiben. Es empfiehlt sich das ausgefüllte Formblatt zu speichern, so dass es für weitere Abholungen nur noch unterschrieben werden muss.
6. Für jede Abholung das „FORMULARIO RIFIUTI“ ausfüllen, in dem nur noch das Datum, die Uhrzeit und die Menge (Gewicht bzw. Volumen) einzutragen sind.

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Deutschland

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-Mail: [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-Mail: [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-Mail: [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)



de14/01812

7. Vor jeder Abholung sind beide Formulare „SCHEDA di DESCRIZIONE e CARATTERIZZAZIONE di BASE di RIFIUTI“ und „FORMULARIO RIFIUTI“ an MACHEREY-NAGEL zu senden. Sie erhalten eine Terminbestätigung für die Abholung.
8. Bei der Abholung verbleibt ein Durchschlag des „FORMULARIO RIFIUTI“ verbleibt beim Erzeuger als Nachweis der Abgabe.

#### **Abholung**

Das Fax-Formular „Abholauftrag“ dient der Beauftragung von MACHEREY-NAGEL, dass und wie viele Kartons bei der Abholadresse bereit stehen. Bitte die erforderlichen Angaben deutlich lesbar und möglichst in Druckbuchstaben ausfüllen. Beachten Sie auch, dass Stempel durch den Faxvorgang oft unleserlich beim Empfänger ankommen und deshalb nicht zu empfehlen sind. MACHEREY-NAGEL beauftragt seinen Transporteur die Entsorgungskartons bei Ihnen abzuholen. Es erfolgt eine Sammelabholung in ihrem Bezirk. Der Termin wird ihnen von uns mitgeteilt.

#### **Entsorgungsnachweis**

Nach dem Eingang der Entsorgungskartons bei dem Entsorgungsunternehmen werden diese einer Eingangskontrolle unterzogen. Hier wird das Gewicht Ihrer Rückgabe kontrolliert und die ordnungsgemäße weitere Entsorgung der Sendung mit Unterschrift bestätigt, ein Durchschlag wird an den Erzeuger zurück gesendet.

Am Jahresende muss der Erzeuger gefährlicher Abfälle das behördliche Formular „MUD“ ausfüllen und einreichen. Falls Sie dazu Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an MACHEREY-NAGEL oder unseren Entsorgungspartner.

Unser Entsorgungspartner:  
**Biochem Italia Srl**  
Via Varini, 110/A  
38068 Marco di Rovereto (Trento)  
Tel. +39 (0)464 942 494  
Fax +39 (0)464 942 499  
contatti@biochemitalia.com  
[www.biochemitalia.com](http://www.biochemitalia.com)

MACHEREY-NAGEL

Kunden-Service