

REF 918 072

hu

Teszt 0-072

05.16

NANOCOLOR® Kiegészítő készlet AOX 3
teszthez

Módszer:

Kiegészítő reagensek magasabb érzékenység (0.01–0.30 mg/L AOX) és a magas KOI (> 50 mg/L KOI) tartalmú minták méréséhez

Tartalom:

- 1 x 4 g AOX 3 R5 reagens
- 1 x 4 g AOX 3 R6 reagens
- 1 fekete mérőkanál, 85 mm-es
- 1 narancs mérőkanál, 85 mm-es

Veszélyesség:

Az AOX 3 R5 reagens 20–100 % nátrium-peroxi-diszulfátot tartalmaz.

Az AOX 3 R6 reagens 17–100 % bárium-nitrátot tartalmaz. H317, H334 Allergiás bőrreakciót válthat ki. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. P261S, P272, P280sh, P302+352, P304+340, P333+313,

P342+311, P363 Kerülni kell a por belélegzését. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/.... BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/.... A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. További információkért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.

Végrehajtás:

lásd. NANOCOLOR® AOX 3, teszt 0-072 használati utasítása.

Rendelkezés:

A palackok tartalma bő vízzel a csatornában önthető.