

REF 918 929

06.15

hu

NANOCOLOR[®] Isobutil-metil-ke-ton (MIBK)

Módszer:

Kiegészítő reagens teszt 0-74 **NANOCOLOR**[®] Fenol index 5

A tartalma:

1 x 100 mL MIBK

Veszélyesség:

Az reagens 20–100 % isobutil-metil-ke-ton tartalmaz. További információért, kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.

Végrehajtás:

Lásd teszt **NANOCOLOR**[®] Fenol index 5 használati utasítása

Rendelkezés:

Az izobutil-metil-ke-ton maradványokat szakszerűen külön kell ártalmatlanítani. Kérjük, vegye figyelembe a helyi hulladékártalmatlanítási előírásokat.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Németország

Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

PD 16045 / A026894 / 918 929 / 0650.3