


Afvalverwerking


Aanwijzingen voor het gebruik van afvalverwerkingsdozen

1



Trek na ontvangst van de verwerkingsdozen de dozen uit elkaar en breng ze in de juiste vorm voor de verzending. De lange klep- en bodemzijden vormen de bovenste afdekking en worden het laatste omgeslagen.


2



Plak de bodem met glasvezelversterkt plakband (75 mm) dicht. Ter beveiliging is het dwingend **noodzakelijk** om de doos met de aangegeven dubbele T dicht te plakken.


U kunt het plakband bij MACHEREY-NAGEL bestellen onder het nummer REF 91620. Op de rol bevinden zich 50 m plakband.

3




Let erop, dat de opgedrukte pijlen bij het dichtplakken van de bodem naar onderen wijzen. Alleen zo kan worden gegarandeerd, dat tijdens het transport alle cuvettes rechtop staan.

4



Stapel de polyethyleenschuim boxen van MACHEREY-NAGEL (niet dicht geplakt) volgens de tekening in de verwerkingsdoos op elkaar. Vul de dozen volledig met de verpakkingen met reagentia.


5



Nadat u de doos volledig heeft gevuld, sluit u nu de kartonnen doos met glasvezelversterkt plakband. Plak deze doos ook met de aangegeven dubbele T dicht.

De aanwijzing „THIS SIDE UP“ kenmerkt de bovenste klep.

6



De verwerkingsdoos wordt tot slot voorzien van de sticker „beperkte hoeveelheden“, het gevaarsetiket „LQ“ en een adresetiket.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com



A041261 / n12 / 1271