

MACHEREY-NAGEL

# CHROMAFIL® Xtra H-PTFE Aktion

Stichwort  
CHROMAFIL



Maximaler Einsatzbereich – Höchste Beständigkeit

- Extrem widerstandsfähig gegenüber Säuren und Basen
- Niedrigste Blindwerte für Anwendungen in der Ionenchromatographie
- Entwickelt und produziert in Deutschland

Gültig vom 11. Mai bis 31. Juli 2020 in Deutschland und Österreich – nur für Endverbraucher.



**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



Since 1911

Chromatographie

# Maximaler Einsatzbereich – Höchste Beständigkeit

## CHROMAFIL® Xtra H-PTFE

- Die Alternative zum Acrodisc® – Filter mit GHP-Membran
- Hydrophobe Membran mit zusätzlicher hydrophiler Eigenschaft
- Hohe chemische Beständigkeit auch beim Einsatz kritischer Lösemittel wie THF



| REF    | Beschreibung | Porenweite in µm | Membrandurchmesser in mm |
|--------|--------------|------------------|--------------------------|
| 729256 | H-PTFE-20/13 | 0,20             | 13                       |
| 729257 | H-PTFE-45/13 | 0,45             | 13                       |
| 729245 | H-PTFE-20/25 | 0,20             | 25                       |
| 729246 | H-PTFE-45/25 | 0,45             | 25                       |





Aktionspreis  
45,00 €/Pg.

In Packungen à 100 St.  
Eingetragenes Warenzeichen: Acrodisc® – Pall Corporation (USA)



### Auswahl des optimalen CHROMAFIL® Spritzenvorsatzfilters

Fordern Sie  
Ihr kostenloses  
Muster an!

#### 1. Filtergröße

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| Probenvolumen |  5–100 mL |  1–5 mL |
| Filtergröße   |  25 mm   |  13 mm |

#### 2. Porengröße der Filtermembran

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Probengröße | für allgemeine Anwendungen<br>HPLC-Säulen gepackt mit $\geq 3 \mu\text{m}$ Partikeln, GC, SFC, ...             |  0,45 µm |
|             | empfohlen für<br>UHPLC-, Core-Shell- und HPLC-Säulen, gepackt mit $\leq 3 \mu\text{m}$ Partikeln, GC, SFC, ... |  0,20 µm |



Weitere Informationen online unter:  
[www.mn-net.com/de/chromatographie/probenfiltration/](http://www.mn-net.com/de/chromatographie/probenfiltration/)

|   |  |  |
|---|--|--|
| Technische Kundenberatung<br>Tel.: +49 2421 969-361 oder -395<br>E-Mail: tech-chroma@mn-net.com | Bestellungen aus Deutschland<br>Tel.: 0800 26 16 000 (gebührenfrei)<br>E-Mail: sales-de@mn-net.com | Bestellungen aus Österreich<br>Tel.: +49 2421 969-151<br>E-Mail: sales-de@mn-net.com |
|---|--|--|

Stichwort: CHROMAFIL

Gültig im Aktionszeitraum vom 11.05.2020 bis 31.07.2020 für alle Lieferungen nach oder innerhalb Deutschlands oder Österreich – nur für Endverbraucher. Für Aufträge kleiner 150,00 € netto berechnen wir eine Abwicklungspauschale von 15,00 € netto pro Auftrag. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese Aktion ist nicht mit bereits bestehenden Sonderkonditionen und anderen Aktionen kombinierbar. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Stichwort „CHROMAFIL“ an.

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Deutschland

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-Mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-Mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-Mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-Mail: sales-us@mn-net.com



Since 1911