

MACHEREY-NAGEL

CHROMAFIL[®] Xtra H-PTFE actie

Trefwoord
CHROMAFIL



Maximaal Toepassingsgebied – Hoogste Bestendigheid

- Extreem zuur- en base bestendig
- Laagste blindwaardes voor toepassingen in de ionenchromatografie
- Made in Germany

Geldig t/m 31 juli 2020 voor bestellingen vanuit Nederland – alleen voor eindverbruikers.



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Since 1911

Chromatografie

Maximaal Toepassingsgebied – Hoogste Bestendigheid

CHROMAFIL® Xtra H-PTFE

- Het alternatief voor de Acrodisc® - Filter met GHP-membraan
- Hydrofobe membraan met hydrofiele eigenschappen
- Hoge chemische bestendigheid - ook bij gebruik van kritische oplosmiddelen zoals THF



REF	Omschrijving	Poriegrootte [µm]	Membraandiameter [mm]
729256	H-PTFE-20/13	0,20	13
729257	H-PTFE-45/13	0,45	13
729245	H-PTFE-20/25	0,20	25
729246	H-PTFE-45/25	0,45	25


Actieprijs
45,00 €/VE

Verpakkingsseenheid VE: 100 stuks
Gedeponerd handelsmerk: Acrodisc® – Pall Corporation (USA)


Keuze van de optimale CHROMAFIL® spuitfilter

Vraag uw
gratis monster
aan!

1. Filterdiameter



2. Poriegrootte van het filtermembraan



Verdere informatie kunt u vinden op:
www.mn-net.com/de/chromatography/sample-filtration/

Uw contactpersoon
Christel Hempen, PhD
Tel.: +49 151 21 22 17 48
E-Mail: chempen@mn-net.com

Bestelservice
Kirsti Geratz
Tel.: +49 2421 969 148
E-Mail: kgeratz@mn-net.com

Trefwoord: CHROMAFIL

Deze actie is geldig tot en met 31 juli 2020, voor bestellingen vanuit Nederland – alleen voor eindverbruikers. Voor orders kleiner dan € 150,00 netto brengen wij administratiekosten van € 15,00 netto per order in rekening. Onze verkoop- en levervoorwaarden zijn van toepassing. Deze actie kan niet met al bestaande speciale voorwaarden en andere acties gecombineerd worden. Alle informatie onder voorbehoud. Geef bij uw bestelling het trefwoord 'CHROMAFIL' aan.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Duitsland
DE / Internationaal: CH: FR: US:
Tel.: +49 24 21 969-0 Tel.: +41 62 388 55 00 Tel.: +33 388 68 22 68 Tel.: +1 484 821 0984
Fax: +49 24 21 969-199 Fax: +41 62 388 55 05 Fax: +33 388 51 76 88 Fax: +1 484 821 1272
E-mail: info@mn-net.com E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com E-Mail: sales-us@mn-net.com

